

EN

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729

Creative Color® Opaquers

INSTRUCTIONS FOR USE

CREATIVE COLOR SYSTEM OVERVIEW

Creative Color® Tints and Opaquers have been the industry standard for almost 30 years, and no composite system is complete without them. The combination of tints and opaquers are designed to augment the esthetic result one can achieve with composite bonding. Opaquers and tints are key ingredients to creating invisible restorations. Opaquers enable you to block-out unwanted color and translucent shine-through, while tints help you to bring the desired color back into the tooth and mimic translucence. The use of both is where your creativity as a dentist can really shine. Creative Color is a system of light-cured, brushable tints and opaquers for use in conjunction with the Renamel Restorative System™.

GENERAL CHARACTERISTICS

Creative Color Opaquers help create invisibility by blocking undesirable under-color and unwanted translucent shine-through. Cosmedent has calibrated both the color and the brightness of Creative Color Opaquers to the Classic VITA® Shade Guide and all Renamel composites so they blend invisibly into your restoration while blocking translucent shine-through at the same time.

Creative Color Opaquers are compatible with all composite materials. The viscosity is such that the material will flow with slight manipulation of the material with a brush. Creative Color Opaquers are microfill based, allowing light to shine through them for a more natural looking restoration. The use of Cosmedent brushes is recommended.

You are in control of this material, not the other way around.

- Easy to manipulate and control.

A viscosity that flows only where you want it; a liquid that moves only when you touch it.

- Properly pigmented to cover without great bulk.

Opaquers should be applied in ultrathin layers.

- Thoroughly Polymerizable

Each layer should be cured for 40 seconds.

- Color Coordinated to the Classic VITA Shade Guide

You can seamlessly blend the corresponding opaque shade into your composite for invisible results.

Creative Color Opaquers cure with an LED or Halogen light at wavelength range of 400 - 500 nm.

COMPOSITION

Creative Color Opaquers contain UDMA, Bis-GMA and 1,4-Butanediol dimethacrylate (84%). They are filled with 0.04 micron sized silicon dioxide (14% by weight and 8% by volume). Initiators, stabilizers and pigments are additional ingredients (up to 2%).

INDICATIONS FOR USE

- To increase value or brightness
- Create opacity to block-out translucent shine-through
- Block-out undesirable color of tooth structure while color-blending naturally into your restoration
- Create surface characterization such as hypoplasia and check lines
- Color change

DISPENSING MATERIAL

Dispense the material onto a mixing pad. Apply with a brush directly to the tooth surface. Replace the cap on the Creative Color syringe to avoid pre-polymerization.

PLACEMENT DIRECTIONS

- ① Opaquers can be applied directly to the tooth surface after preparation and placement of adhesive of choice, or over your composite prior to microfill overlay.
- ② Select the appropriate opaquer in the same shade as your final composite layer. If you wish to change the viscosity of the opaquer, gently stir with plastic instrument or mix with Creative Color® Clear Liquid Resin™.
- ③ Place with a Cosmedent brush until the area is completely covered with a very thin layer of opaquer. Use the brush gingerly for a smooth, even spread. On broad surfaces, the #3 brush (from Cosmedent) is desirable. To spot opaque, the #1 brush (from Cosmedent) is desirable.
- ④ **Polymerize for 40 seconds per surface.**
- ⑤ Use a second and third coat if there is still undercolor shining through. **Polymerize each layer separately.**
- ⑥ Cover with Renamel® Microfill or the composite of choice. **Polymerize for 60 seconds.** Contour and polish.

Remember, add opaque slowly and with care to prevent over-opacity. It may be necessary to add in sections on large restorations.

For more detailed polishing techniques, please visit Cosmedent's Learning Center at Cosmedent.com/Learning_Center or call a Cosmedent Customer Care Representative at 800.621.6729.

HYGIENE/DISINFECTION

- Disinfection of the syringe can be carried out using a commercially available disinfecting solution.
- All instruments used should be thoroughly washed and autoclaved.
- Disinfect Creative Color Opaquers syringe between each patient.

IMPORTANT PRODUCT PRECAUTIONS

- Creative Color Opaquers tips are disposable and should only be used for one patient.
- Seal Creative Color Opaquers syringe with a cap immediately after use.

FR

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729

Creative Color® Opaquers

MODE D'EMPLOI

PRÉSENTATION DU SYSTÈME CREATIVE COLOR

Les colorants et opaques Creative Color® Tints and Opaquers représentent la norme dans l'industrie depuis plus de 30 ans et aucun système composé n'est complet sans eux. L'association de colorants et d'opaques vise à améliorer le résultat esthétique qu'il est possible d'obtenir avec le collage des composites. Les opaques et les colorants sont des ingrédients clés pour la création de restaurations invisibles. Les opaques permettent de masquer les colorations indésirables ainsi que les matériaux qui transparaissent, tandis que les colorants aident à recréer la teinte dentaire souhaitée et imiter la translucidité. L'utilisation des deux permettra à la créativité du dentiste de briller. Creative Color est un système de colorants et d'opaques photopolymérisables et brossables à utiliser en association avec le système Renamel Restorative System™.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les opaques Creative Color Opaquers aident à créer l'invisibilité en masquant les couleurs sous-jacentes indésirables et les matériaux qui transparaissent. Cosmedent a calibré les teintes et l'éclat des opaques Creative Color Opaquers sur le teintier classique VITA® et tous les composites Renamel de manière à ce qu'ils se fondent dans la restauration, devenant invisibles, tout en masquant les matériaux transparaissant.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

CONTRAINDICATIONS

Creative Color Opaquers are contraindicated if patient is known to be allergic to any of the ingredients. Creative Color Opaquers must be covered by a dental filling composite.

SIDE EFFECTS

Can cause irritation in sensitive patients.

INTERACTIONS

Do not use with eugenol containing materials, as these may impede the polymerization process.

NOTICE

During time-consuming procedures, avoid overexposure from the operatory light to protect against premature polymerization of the material. The light curing unit must be maintained and calibrated according to the manufacturer's specifications. Serious incidents must be reported to DeltaMed GmbH, the responsible importer and the responsible authority.

WARNING

Creative Color Opaquer contains 1,4-Butanediol dimethacrylate and Urethane dimethacrylate. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Wear protective gloves. In case of contact with the eyes, rinse with plenty of water and seek medical attention.

PACKAGING

Creative Color Opaquers are available in syringes of 2.5g.

SHADES

A1-B1-LO,
A2-A2.5,
A3, A3.5, A4-A5,
B2, B3-B4,
C1-D2, C2-C3, C4, D3-D4,
White, Pink Opaque.

APPLICATION DU MATERIAU

Appliquer le matériau sur un bloc de mélange. L'appliquer directement sur la surface de la dent avec une brosette. Remettre le capuchon sur la seringue de Creative Color pour éviter la polymérisation prémature.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

- ① Il est possible d'appliquer les opaques directement sur la surface de la dent après la préparation et l'application de l'adhésif de son choix ou par-dessus le composite avant le recouvrement avec un matériau microchargé.

- ② Sélectionner l'opaqueur qui convient dans la même teinte que la couche de composite finale. Pour modifier la viscosité de l'opaqueur, il suffit de le remuer délicatement avec un instrument en plastique ou de le mélanger avec la résine liquide Creative Color® Clear Liquid Resin™.

- ③ Appliquer l'opaqueur avec une brosette Cosmedent jusqu'à ce que la zone soit entièrement recouverte avec une très fine couche. Utiliser la brosette délicatement pour un étalement régulier et lisse. Pour les surfaces étendues, il est souhaitable d'utiliser une brosette n°3 (de Cosmedent). Pour une application par points, il est souhaitable d'utiliser une brosette n°1 (de Cosmedent).

④ Polymériser pendant 40 secondes par surface.

- ⑤ Appliquer une deuxième et troisième couches si les colorations sous-jacentes transparaissent encore. **Polymériser chaque couche séparément.**

- ⑥ Recouvrir de Renamel® Microfill ou du composite de son choix. **Polymériser pendant 60 secondes.** Modeler les contours puis polir.

Ne pas oublier d'ajouter l'opaqueur lentement et avec précaution pour éviter l'excès d'opacité. Il peut être nécessaire d'en rajouter par sections sur les restaurations étendues.

Pour plus de détails sur les techniques de polissage, consulter le centre d'apprentissage (Learning Center) de Cosmedent à l'adresse Cosmedent.com/Learning_Center ou contacter le service clients de Cosmedent au 800.621.6729.

PT

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729

Creative Color® Opaquers

INSTRUÇÕES DE USO

VISÃO GERAL DO CREATIVE COLOR SYSTEM

Creative Color® Tints e Opaquers têm sido o padrão da indústria por quase 30 anos, e nenhum sistema composto está completo sem eles. A combinação de tintas e opacos foi concebida para aumentar o resultado estético que se pode obter com a ligação de compostos. Opacos e tintas são ingredientes chave para criar restaurações invisíveis. Os opacos permitem bloquear a cor indesejada e o brilho translúcido, enquanto as tintas ajudam a trazer a cor desejada de volta ao dente e imitam a translucidez. O uso de ambos permite que a criatividade do dentista possa realmente brilhar. Creative Color é um sistema de colorantes e de opacos fotopolimerizáveis e pinceláveis para uso em conjunto com o Renamel Restorative System™.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Creative Color Opaquers ajudam a criar invisibilidade, bloqueando a cor inferior indesejada e o brilho translúcido indesejado. A Cosmedent calibrou tanto a cor como a luminosidade dos Creative Color Opaquers para o Classic VITA® Shade Guide e todos os compostos Renamel que se misturem invisivelmente na sua restauração, bloqueando ao mesmo tempo o brilho translúcido.

Creative Color Opaquers são compatíveis com todos os materiais compósitos. A viscosidade é tal que o material flui com leve manipulação do material com uma escova. Creative Color Opaquers são baseados em micropreenchimento, permitindo que a luz brilhe através deles para uma restauração de aparência mais natural. O uso de escovas Cosmedent é recomendado.

INSTRUÇÕES DE DESCARTE

O profissional está no controle deste material, não o contrário.

- Fácil de manipular e controlar.
- Uma viscosidade que flui apenas onde desejado; um líquido que se move apenas quando é tocado.
- Pigmentado adequadamente para cobrir sem grande volume.
- Opacos devem ser aplicados em camadas ultrafinas.
- Completamente polimerizável
- Polimerizar cada camada por 40 segundos.
- Coordenado cromaticamente com o Classic VITA Shade Guide
- É possível misturar perfeitamente a tonalidade opaca correspondente no compósito para resultados invisíveis.

INSTRUÇÕES POUR L'ÉLIMINATION

Jeter le contenu/contenu conformément aux réglementations locales.

CONTRE-INDICATIONS

Les opaques Creative Color Opaquers sont contre-indiqués en cas d'allergie connue du patient à l'un de leurs ingrédients. Les opaques Creative Color Opaquers doivent impérativement être recouverts avec un composite d'obturation dentaire.

INTERACTIONS

Peut provoquer une irritation chez les patients sensibles.

INTERACTIONS

Ne pas utiliser le produit avec les matériaux contenant de l'eugénol car ces derniers pourraient empêcher la polymérisation.

AVIS

Creative Color Opaquers polimerizam com uma lâmpada de halogênio ou de LED a uma gama de comprimentos de onda de 400 a 500 nm.

COMPOSIÇÃO

Creative Color Opaquers contêm UDMA, Bis-GMA e dimetacrilato de 1,4-butanolídio (84%). Eles são preenchidos com dióxido de silício de 0,04 microns (14 % em peso e 8 % em volume). Iniciadores, estabilizadores e pigmentos são ingredientes adicionais (até 2%).

INDICAÇÕES DE USO

- Para aumentar o valor ou a luminosidade

- Criar opacidade para bloquear o brilho translúcido

- Bloquear cor indesejável da estrutura do dente enquanto a cor se mistura naturalmente na restauração

- Criar caracterização de superfície, como hipoplasia e linhas de verificação

- Mudar cor

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL

Distribuir o material num bloco de mistura. Aplicar com uma escova diretamente na superfície do dente. Recolocar imediatamente a tampa da seringa Creative Color para evitar a polimerização prévia.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

- ① Os opacos podem ser aplicados diretamente na superfície do dente após a preparação e colocação do adesivo à escolha, ou sobre o compósito antes da reposição micropreenchimento.

- ② Selecionar o opaco apropriado na mesma tonalidade da camada compósita final. Para alterar a viscosidade do opaco, mexer suavemente com um instrumento de plástico ou misturar com Creative Color® Clear Liquid Resin™.

- ③ Aplicar com uma escova Cosmedent até que a área esteja completamente coberta com uma fina camada de opaco. Usar a escova atentamente para uma distribuição suave e uniforme. Em superfícies largas, a escova #3 (de Cosmedent) é recomendável. Para opaco localizado, a escova #1 (de Cosmedent) é recomendável.

④ Polimerizar por 40 segundos por superfície.

- ⑤ Usar uma segunda e terceira demão se ainda houver subcor brilhante através delas. **Polimerizar cada camada separadamente.**

- ⑥ Cobrir com Renamel® Microfill ou o compósito à escolha. **Polimerizar por 60 segundos.** Contornar e polir.

Lembrar de adicionar opaco lentamente e com cuidado para evitar excesso de opacidade. Pode ser necessário adicionar seções em grandes restaurações.

Para técnicas de polimento mais detalhadas, visitar o Centro de Aprendizado da Cosmedent em Cosmedent.com/Learning_Center ou ligar para o representante de atendimento ao cliente da Cosmedent em 800-621-6729.

HIGIENE E DESINFECÇÃO

- A desinfecção da seringa pode ser feita com uma solução desinfetante disponível no mercado.
- Todos os instrumentos usados devem ser cuidadosamente lavados e autoclavados.
- Desinfetar a seringa Creative Color Opaquers entre cada paciente.

INSTRUCTIONS FOR USE

STORAGE

ES

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729
Creative Color® Opaquers

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA CREATIVE COLOR

Creative Color® Tints y Opaquers han sido el estándar industrial durante casi treinta años y ningún sistema de composites está completo sin ellos. La combinación de tintes y opacadores está ideada para aumentar el resultado estético que se puede conseguir con adhesivos para composites. Los opacadores y tintes son componentes principales para la creación de restauraciones invisibles. Los opacadores le permiten tapar colores deseados y el transparentado translúcido, mientras que los tintes lo ayudan a devolver al diente el color deseado e imitar la translucidez. El uso de ambos es donde su creatividad como dentista puede brillar realmente. **Creative Color** es un sistema de tintes y opacadores fotopolimerizados, cepillables, para su uso conjuntamente con el **Renameal Restorative System™**.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Creative Color Opaquers ayudan a crear invisibilidad al bloquear color insuficiente, no deseado, y transparentando translúcido no deseado. Cosmedent ha calibrado tanto el color como el brillo de los opacadores **Creative Color Opaquers** según la guía de tonos **Classic VITA® Shade Guide** y todos los composites **Renameal**, de modo que se mezclan de manera invisible con su restauración, mientras al mismo tiempo se bloquea el transparentado translúcido.

Creative Color Opaquers son compatibles con todos los materiales de composite. La viscosidad es tal que el material fluirá con la manipulación leve del material con un cepillo. **Creative Color Opaquers** están basados en microrrelleno, lo que permite que la luz brille a través de ellos, para obtener una restauración de aspecto más natural. Se recomienda el uso de **Cosmedent brushes** (cepillos).

Usted tiene el control de este material y no al revés.

- Fáciles de manipular y controlar.
- Una viscosidad que fluye solo donde usted lo desea, un líquido que mueve solo cuando lo toca.
- Correctamente pigmentados para cubrir sin gran masa.
- Los opacadores se deben aplicar en capas ultrafinas.
- Polimerizables exhaustivamente.
- Cada capa se debe polimerizar durante 40 segundos.
- Coordinados con el color según la guía de tonos **Classic VITA**
- Usted puede mezclar sin fisuras el correspondiente tono opaco en su composite para obtener unos resultados invisibles.

Creative Color Opaquers se polimerizan con una luz LED o halógena, a una longitud de onda en el intervalo de 400 a 500 nm.

COMPOSICIÓN
Creative Color Opaquers contienen UDMA, bis-GMA y dimetacrilato de 1,4-butanolodiol (al 84%). Están rellenos de dióxido de silicón de 0,04 µm de tamaño (al 14 % por peso y al 8 % por volumen). Otros componentes son iniciadores, estabilizantes y pigmentos (hasta el 2 %).

INDICACIONES DE EMPLEO

- Para aumentar el valor o el brillo.
- Crear opacidad para bloquear transparentado translúcido.
- Bloquear color no deseado de la estructura del diente, mientras se logra la mezcla del color de manera natural con su restauración.
- Crear caracterización de la superficie, por ejemplo, hipoplasia y líneas de comprobación.
- Cambio de color.

DISPENSACIÓN DEL MATERIAL

Dispense el material sobre una paleta de mezcla. Aplique con un cepillo directamente en la superficie del diente. Vuelva a colocar el tapón en la jeringa **Creative Color** para evitar la prepolimerización.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- ① Los opacadores se pueden aplicar directamente en la superficie del diente después de la preparación y la colocación del adhesivo preferido, o sobre el composite antes del revestimiento de microrrelleno.
- ② Seleccione el opacador adecuado, del mismo tono que la capa final de composite. Si desea modificar la viscosidad del opacador, remueve con cuidado con el instrumento de plástico o mezcle con **Creative Color® Clear Liquid Resin™**.
- ③ Coloque con un cepillo **Cosmedent brush** hasta que la zona quede cubierta completamente con una capa muy fina de opacador. Utilice el cepillo con mucho cuidado para extender de manera lisa y uniforme. En las superficies anchas, es deseable el cepillo n.º 3 brush (de Cosmedent). Para opacar en puntos, es deseable el cepillo n.º 1 brush (de Cosmedent).
- ④ **Polimerice durante 40 segundos por cada superficie.**
- ⑤ Use una segunda y tercera capas si hay todavía exceso de color que brilla a través. **Polimerice por separado cada capa.**
- ⑥ Cubra con **Renameal® Microfill** o el composite preferido. **Polimerice durante 60 segundos.** Contornee y pula.

Recuerde: añada el opaco lentamente y con cuidado, para evitar demasiada opacidad. Puede ser necesario añadir en secciones en restauraciones grandes.

Para ver las técnicas de pulido más detalladas, visite el centro de aprendizaje de Cosmedent: Cosmedent.com/Learning_Center o llame al representante de atención al cliente de Cosmedent, teléfono 800.621.6729.

HIGIENE Y DESINFECCIÓN

- Se puede llevar a cabo la desinfección de la jeringa con una solución desinfectante existente en el mercado.
- Se deben lavar y autoclavar a conciencia todos los instrumentos usados.

DE

COSMEDENT® www.cosmedent.com | 800.621.6729
Creative Color® Opaquers

GEBRAUCHSINFORMATION

ÜBERSICHT ÜBER DAS CREATIVE COLOR SYSTEM

Creative Color® Tints und Opaquers sind seit fast 30 Jahren der Industriestandard, und kein Kompositsystem kommt ohne sie aus. Die Kombination von Tints und Opakern verbessert das ästhetische Ergebnis, das man mit Komposit-Bonding erreichen kann. Opaker und Tints sind wichtige Produkte zur Herstellung von unsichtbaren Restaurierungen. Opaker ermöglichen es, unerwünschte Farbe und transluzentes Durchscheinen zu blockieren, während Tint helfen, dem Zahn wieder die gewünschte Farbe zu verleihen und Transluzenz nachzuahmen. Bei Verwendung beider Produkte können Zahnrätsche ihre Kreativität zur Geltung bringen. **Creative Color** ist ein System lichthärtender, streichbarer Tints und Opaker zur Verwendung in Verbindung mit dem **Renameal Restorative System™**.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Creative Color Opaquers helfen, Unsichtbarkeit herzustellen, indem sie unerwünschte Unterfarbe blockieren und unerwünschtes transluzentes Durchscheinen verhindern. Cosmedent hat sowohl die Farbe als auch die Helligkeit von **Creative Color Opaquers** auf die **VITA® classical Farbskala** und alle **Renameal** Composite abgestimmt, so dass sie sich unsichtbar in Ihre Restauration einfügen und gleichzeitig ein transluzentes Durchscheinen verhindern.

Creative Color Opaquers sind mit allen Kompositmaterialien kompatibel. Die Viskosität ist so bemessen, dass das Material bei leichter Bearbeitung mit einem Pinsel fließt. **Creative Color Opaquers** basieren auf Microfill, lassen Licht durchscheinen und ermöglichen so eine natürlichere Restauration. Es wird empfohlen, **Cosmedent Pinsel** zu verwenden.

Sie haben die Kontrolle über dieses Material, nicht umgekehrt.

- **Einfache Bearbeitung und Kontrolle.**
Ein viskos Material, das nur dorthin fließt, wo Sie es haben wollen; eine Flüssigkeit, die sich nur bewegt, wenn Sie sie berühren.
- **Richtig pigmentiert, um ohne große Mengen abzudecken.**
Opaker sollten in ultradünnen Schichten aufgetragen werden.
- **Vollständig polimerisierbar**
Jede Schicht sollte 40 Sekunden lang ausgehärtet werden.

INTERAKTIONES
No se debe usar con materiales que contienen eugenol, ya que estos pueden impedir el proceso de polimerización.

AVISO
Durante las intervenciones prolongadas, se debe evitar la exposición excesiva a la luz operativa, a fin de proteger contra la polimerización prematura del material. Se debe mantener y calibrar la lámpara de fotopolimerización según las especificaciones del fabricante. Se deben informar los incidentes graves a DeltaMed GmbH, el importador responsable y la autoridad responsable.

ZUSAMMENSETZUNG

Creative Color Opaquers enthalten UDMA, Bis-GMA und 1,4-Butandiol-Dimethacrylat (84 %). Sie sind mit 0,04 Mikrometer großem Siliziumdioxid (14 Gew.-% und 8 Vol.-%) gefüllt. Weitere Bestandteile sind Initiatoren, Stabilisatoren und Pigmente (bis zu 2 %).

INDIKATIONEN

- Steigerung der Farbhelligkeit (Value)
- Schaffung von Opazität zur Verhinderung transluzenter Durchscheinens
- Blockieren unerwünschter Zahnhalsfarbe bei gleichzeitiger natürlicher Farbanpassung an die Restauration
- Charakterisierung der Oberfläche, z. B. Hypoplasie und Reflexionslinien
- Farbänderung

ABGABE VON MATERIAL
Das Material auf einen Mischblock ausgeben. Mit einem Pinsel direkt auf die Zahnoberfläche auftragen. Die Kappe wieder auf die **Creative Color** Spritze setzen, um eine Vorpolymerisation zu vermeiden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
① Operker können nach der Präparation und Applikation eines beliebigen Adhäsivs direkt auf die Zahnoberfläche oder vor dem Microfill-Overlay auf Ihr Komposit aufgetragen werden.

② Den geeigneten Opaker in der gleichen Farbe wie die endgültige Kompositsschicht auswählen. Wenn Sie die Viskosität des Opakers ändern möchten, röhren Sie ihn vorsichtig mit einem Kunststoffinstrument um oder mischen Sie ihn mit **Creative Color® Clear Liquid Resin™**.

③ Mit einem **Cosmedent Pinsel** auftragen, bis der Bereich vollständig mit einer dünnen Schicht Opaker bedeckt ist. Verwenden Sie den Pinsel vorsichtig, um das Material glatt und gleichmäßig zu verteilen. Auf breiter Flächen wird der **Pinsel Nr. 3** (von Cosmedent) empfohlen. Zurstellenweisen Applikation von Opaker wird der **Pinsel Nr. 1** (von Cosmedent) empfohlen.

④ **Pro Fläche 40 Sekunden lang polymerisieren.**

⑤ Eine zweite und dritte Schicht auftragen, wenn immer noch Unterfarbe durchscheint. **Jede Schicht getrennt polymerisieren.**

⑥ Mit **Renameal® Microfill** oder dem Komposit der Wahl abdecken. **60 Sekunden lang polymerisieren.** Konturieren und polieren.

Zur Erinnerung: Opaker langsam und vorsichtig hinzufügen, um übermäßige Opazität zu vermeiden. Bei großen Restaurierungen kann es notwendig sein, den Opaker abschnittsweise hinzuzufügen.

Für detaillierte Poliertechniken besuchen Sie bitte das Learning Center von Cosmedent unter Cosmedent.com/Learning_Center oder rufen Sie unter 800.621.6729 einen Cosmedent Kundendienstvertreter an.

HYGIENE / DESINFektION
- Die Desinfektion der Spritze kann mit einer handelsüblichen Desinfektionslösung durchgeführt werden.
- Alle verwendeten Instrumente sollten gründlich gereinigt und autoklaviert werden.

 **Cosmedent® Inc.**
401 N. Michigan Ave., Suite 2500
Chicago, IL 60611-4243
USA (1) 312-644-9586
www.cosmedent.com

 **DeltaMed GmbH**
Raiffeisenstraße 8a
61169 Friedberg
Germany
www.deltamed.de

V03 2022-01-12

CE 0124

LOT

Número de lote

REF

Número de artículo

MD

Dispositivo médico

TONOS

A1-B1-LO,

A2-A2.5,

A3, A3.5, A4-A5,

B2, B3-B4,

C1-D2, C2-C3, C4, D3-D4,

White, Pink Opaque.

ENVASES

Creative Color Opaquers se comercializa en jeringas de 2,5 g.

TONOS

A1-B1-LO,

A2-A2.5,

A3, A3.5, A4-A5,

B2, B3-B4,

C1-D2, C2-C3, C4, D3-D4,

White, Pink Opaque.

C 0124

Marca CE

Rx only

Sólo con receta médica

LOT

Chargennummer

REF

Artikelnummer

MD

Medizinprodukt

Durabilidad

Haltbarkeit

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Gebrauchsinformation beachten

Vertreiber

Empfohlene Lagertemperatur

Hersteller

Vor Licht schützen

Achtung

CE 0124

CE Zeichen

Rx only

Verschreibungspflichtig